

ALKANGRUPPENNACHWEIS

Ziel: Nachweis für eine Alkangruppe (Glukose)

Materialien: Becherglas, Wasserbad, 2 Reagenzgläser, Heizplatte, NaOH, CUSO₄

Durchführung: 2 Reagenzgläser werden mit Kupfersulfat und Natronlauge gefüllt, wobei eins mit Glukose beigegeben wird, beide Reagenzgläser werden in ein warmes Wasserbad gestellt

Beobachtung: Nachdem wir Kupfersulfat und Natronlauge zusammengegeben haben ist die Flüssigkeit dunkelblau geworden, nachdem wir beide Gläser in warmes Wasser getan haben ist die Lösung mit Glukose langsam immer brauner geworden (am Ende Ziegelrot), und es ist ein Niederschlag entstanden

Erklärung: